

Listing des EXAMENS SOUS-TRAITÉS

(envois extérieurs ne figurant pas dans le manuel de prélèvements)
Pôle Biologie et Pharmacie
LBM-Laboratoire

Pour tout renseignement : Secrétariat des Envois Extérieurs (8H-16H)

Toute demande d'Examen de Biologie Médicale (EBM) doit être **obligatoirement accompagnée :**

- ⇒ **d'une prise en charge** (en 3 exemplaires), renseignée et signée par le médecin prescripteur
- ⇒ **des renseignements cliniques** (formulaire spécifique de l'établissement sous-traitant)
- ⇒ **du consentement éclairé si nécessaire** (signé par le médecin prescripteur et le patient)

L'acheminement se fait en respectant la réglementation ADR concernant le transport des matières infectieuses

Toutes les demandes doivent être enregistrées par le laboratoire

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Acide pristanique sanguin	W951206	Sérum	Tube sec avec accélérateur de coagulation	Biochimie	A température ambiante	OUI	1mL à -20°C ±5°C	CERBA
Albinisme oculo-cutané	U951684	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Bordeaux
Amylose	U950447	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Amyotrophie spinale	U950097	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rouen

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Anémie ferriprive*	U951974	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bichat - Paris
Anti-canaux calciques (VGCC)	IMCANAUX	Sérum	Tube sec	Immunologie	A température ambiante	OUI	-20°C ±5°C	BIOMNIS
Arbovirus Chikungunya* : PCR LCR	BAR4L	LCR	Tube noir stérile sec	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	Hôpital Timone - Marseille
Arbovirus CNR TBE Sindbis* : sérologie	BAR1	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Timone - Marseille
Arbovirus Dengue : PCR	BAR5	Plasma	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	Hôpital Timone - Marseille
Arbovirus Fièvre Jaune : sérologie IgG	BAR	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Timone - Marseille
Arbovirus WEST NILE *	BAR3	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Timone - Marseille
Ataxie cérébelleuse progressive	U950740	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Ataxie spino-cérébelleuse	U950083	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne	U951295	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Atrophie optique dominante	U950682	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Angers
Bêta 2 transferrine LCR	W951588	LCR	Tube noir stérile sec + prélèvement sanguin du jour	Biochimie	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rouen
Biotine Vit H ou Vit B8	W951610	Plasma	Tube Héparinate de Lithium vert	Biochimie	A l'abri de la lumière	OUI	2mL à 5°C ±3°C à l'abri de la lumière	BIOMNIS - Lyon
Cadasil	U950494	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Cadmium	W950652	sang total	Tube héparinate de sodium (bleu roi)	Biochimie	A température ambiante	NON (envoi tube primaire)	5°C ±3°C	CBP Lille
Cancer gastrique	U952188	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rennes
Cavernomatose	U950712	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Charcot Marie Tooth	U950517	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Charcot Marie Tooth	U950087	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupeement Hospitalier Est - Bron
Charcot Marie Tooth	U951383	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Charcot Marie Tooth liée à l'X	U951425	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Limoges
Cholestanol	W951300	Sérum	Tube sec rouge avec activateur de coagulation	Biochimie	A température ambiante	OUI	-20°C ±5°C	Hôpital Saint-Antoine - Paris
Cholestase	U951490	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Cholestase	U950632	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		A température ambiante	Hôpital Saint-Antoine - Paris
Chorée de Huntington	U951216	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Cotinine urinaire	W951285	Urines	Tube urine beige 11 mL	Biochimie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Cystatine C	W950916	Sérum	Tube sec rouge avec activateur de coagulation ou plasma hépariné vert	Biochimie	A température ambiante	OUI	5°C ±3°C	CERBA

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Cytopathies mitochondriales	U950673	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Déficit en Lipase Acide lysosomale	W952185	Sang total	Buvard	Biochimie	A température ambiante		A température ambiante	CHU - Rouen
Déficit en TPMT	U951192	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Déficit en TPMT	U951351	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Déficit hypophysaire multiple	U951158	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Trousseau - Paris
Dégénérescence lobaire fronto- temporale	U952083	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Délétion IKZF1 dans LAL	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Diabète insipide néphrogénique	U951714	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Diabète mitochondrial	U951170	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Diabète Mody 1,2 et 3	U951973	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Diagnostic de sexe fœtal à partir du sang maternel	U951477	Sang total	Tube sec avec gel séparateur (3 X 7 mL)	Génétique Mol.	A température ambiante	OUI	A température ambiante	CERBA
Diagnostic de sexe fœtal à partir du sang maternel	U952034	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		A température ambiante	Hôpital Cochin - Paris
Disaccharidases sur biopsies	W951944	Biopsie	Pot à crachat	Biochimie	Immédiatement dans bonne d'azote		-80°C	CH Lyon - Bron
Dosage de la mannose-binding	PMBL	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Parasitologie	A température ambiante	OUI	5°C ±3°C	CHRU - Lille
Dosage des saucar urinaires	W950154	Urines	Tube urine beige 11 mL (1ère miction du matin)	Biochimie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CHRU - Lille
Dyschondrostéose	U951386	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Nantes
Dysferlinopathie*	U951024	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Dysplasie crânio-fronto-nasale	U951026	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Dysplasie ectodermique	U950444	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Toulouse
Dystrophie myotonique de Steinert (Myotonie de Steinert - Maladie de Steinert)	U951417	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Emérinopathie	U950890	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Encéphalite japonnaise	BAR6	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Timone - Marseille
Encéphalopathie épileptique idiopathique	U952072	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Encéphalopathie épileptogène	U951304	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Encéphalopathie par déficit en GLUT1	U951277	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bichat - Paris
Epilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus (GEFS+)	U951136	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Epilepsie myoclonique	U950750	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Ester du cholestérol	W950475	Sérum	Tube sec rouge avec activateur de coagulation	Biochimie	A température ambiante à l'abri de la lumière	OUI	A l'abri de la lumière A température ambiante	Hôpital Saint-Antoine - Paris
Etude Ch.Respi.Hépatique	W951702	Biopsie	Trousse spéciale	Biochimie	Immédiatement dans la carboglace		-80°C Laboratoire à contacter avant envoi	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Etude Ch.Respi.Musculaire	W951701	Biopsie	Trousse spéciale	Biochimie	Immédiatement dans la carboglace		-80°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Fibrose pulmonaire	U951828	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bichat - Paris
Fièvre hémorragique virale : sérologie	BFH	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Fièvre Périodique	U950535	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Fièvre Périodique (Maladie Périodique) - Syndrome périodique associé au récepteur de TNF - Syndrome TRAPS	U951195	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Trousseau - Paris
Fièvre Périodique*	U950880	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Galactose	W950578	Sang total	Tube Héparinate de Lithium vert	Biochimie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Galactosémie congénitale	U951221	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Génétique de la progranuline	U951468	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C ou -20°C ±5°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Guanidinoacétate urinaire	W951824	Urines	Tube urine beige 11 mL	Biochimie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CERBA
Hantavirus : PCR *		Plasma	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CNR - Institut Pasteur - Paris
Hantavirus : Sérologie *	BPU2	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CNR - Institut Pasteur - Paris
Hémophilie	U950382	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Hémophilie	U951559	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupement Hospitalier Est - Bron
Homocystine urines	W950406	Urines	Tube urine beige 11 mL Urine de la nuit	Biochimie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CERBA
HPRT (HYPOXANTHINE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE)	W951259	Sang total	Tube Héparinate de Lithium vert	Biochimie	Sur rendez vous		-20°C ±5°C	Hôpital Necker - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
HSV : Génotypage de résistance	GHSR	Sang total sur EDTA	2ème Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Hypercalcémie	U950874	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Hypercalcémie	U951787	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Caen
Hyperinsulinisme congénital	U951108	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- hydroxylase	U950373	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupe Hospitalier Est - Bron
Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- hydroxylase	U951110	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 3-bêta-ol- déshydrogénase	U951137	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupe Hospitalier Est - Bron
Hypertension artérielle pulmonaire primitive*	U951209	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Hypocrétine 1	W951725	LCR	Tube noir stérile sec	Biochimie	En pochette réfrigérée		-80°C	Hôpital Guy Chauliac - Montpellier

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Hypogonadisme hypergonadotrope	U950472	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Hypogonadisme hypogonadotrope	U951461	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Incontinentia Pigmenti	U951654	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Ionogramme fecal	W951807	selles	Pot à coproculture	Biochimie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
JAK2 exon 12 (PV)	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Lactate-pyruvate-aceto acetate-beta hydroxybutyrate	W951554	LCR	Tube noir stérile sec	Biochimie	En pochette réfrigérée		-20°C ±5°C	CERBA
Leucinose	U951584	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupement Hospitalier Est - Bron
Lithiase intrahépatique	U951454	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Lysozyme sérique	SLYSO	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Immunologie	A température ambiante	OUI	5°C ±3°C	CERBA

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Maladie auto-inflammatoire	U952046	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Montpellier
Maladie d Alzheimer	U951099	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rouen
Maladie de Creutzfeldt-Jakob	U951011	Sang total	2 tubes violet + 1 tube rouge	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Maladie de Crozon	U950563	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Maladie de Dent	U951361	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Maladie de Fabry	U952189	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Maladie de Gilbert*	U951577	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bécclère - Clamart
Maladie de Kennedy	U951576	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Maladie de Krabbe	U951605	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupement Hospitalier Est - Bron

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Maladie de Niemann-Pick - type C	U951533	Peau	Pot ECBU à bouchon rouge + NaCl 0,9%	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupeement Hospitalier Est - Bron
Maladie de Parkinson	U951241	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Maladie de Strumpell-Lorrain (Paraplégie spastique familiale)	U951144	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Maladie de Strumpell-Lorrain (Paraplégie spastique familiale)	U950856	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Maladie de Unverricht-Lundborg	U950940	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Maladie de Von Hippel-Lindau	U951895	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Maladie de Von Hippel-Lindau	U951615	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	IGR - Villejuif
Maladie de Wilson	U951693	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Maladie neurodégénérative	U951468	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Marqueur de clonalité LAL-B et T	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
MAT/SHU	U950857	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Mélanome	U951773	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	IGR - Villejuif
Microcéphalie	U951067	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital R. Debré - Paris
Microprolactinémie Acromégalie	U952076	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Migraine hémiplegique familiale	U950702	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Mucopolysaccharidose de type 2 Maladie de Hunter	U951594	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupe Hospitalier Est - Bron
Mucopolysaccharidose de type 3 Maladie de Sanfilippo	U951645	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rouen
Mucopolysaccharidose de type 3 Maladie de Sanfilippo	U951146	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupe Hospitalier Est - Bron

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Mucopolysaccharidose de type 6 Syndrome de Maroteaux-Lamy	U951479	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupe Hospitalier Est - Bron
Mucopolysaccharidose de type 6 Syndrome de Maroteaux-Lamy	U951493	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rouen
Mutation du domaine tyrosine kinase ABL (LMC en rechute)	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Mutation gène P53	U950449	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Rouen
Mutation P53 dans LAL	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Mutation récepteur Bêta hormones thyroïdiennes	U951790	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Angers
Myélome (NGS)	2FISH	Sang total	1 Tube sec rouge 1 Tube EDTA violet 6 mL Lames	Hématologie	A température ambiante		A température ambiante	CHU - Toulouse
Myopathie associée à un syndrome de la colonne raide	U951729	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Myopathie congénitale*	U950947	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Grenoble

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Myopathie de Becker	U950374	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Myopathie de Duchenne	U950076	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Myopathie facio-scapulo-humérale	U950094	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Néoplasie endocrinienne multiple de type 1	U950092	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Néoplasie endocrinienne multiple de type 1	U952019	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Néoplasie endocrinienne multiple de type 2	U951282	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Néphronophtise	U951478	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Néphropathies familiales	U951141	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Neurofibromatose de type 1	U950564	Sang total	2 tubes PAX + 1 tube violet	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Neurofibromatose de type 2	U951043	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Neuropathie axonale sensitive	U952094	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Neuropathie optique de Leber Atrophie optique de Leber	U950768	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Neurotransmetteur	W951486	LCR	Tube noir stérile sec	Biochimie	Transport dans une pochette réfrigérée < 30 minutes à l'abri de la lumière		-20°C ±5°C	Hôpital Necker - Paris
Neutropénie congénitale	U951387	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Obésité	U951958	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CNRS - UMR 8199 - Lille
Obésité précoce	U951385	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Oligodactylie	U951076	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Oreillons : Diagnostic infection - sérologie	BOR1	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Oreillons : PCR*	POR	LCR, salive	Pot stérile adéquat / nature	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CNR CHU - Caen
Ostéogénèse imparfaite	U951855	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Pancréatite chronique familiale *	U952070	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Pancréatite chronique familiale *	U950739	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Brest
Panel NGS LAL T	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Panel NGS Myeloïde (SMD/LAM/LMMC/autre)	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Panel NGS Syndrome lymphoprolifératif	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Paragangliome héréditaire	U951046	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Paragangliome héréditaire	U950734	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Parechovirus *	PARECHO	Sérum	Pot stérile adéquat / nature	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CNR CHU - Clermont-Ferrand
Phéochromocytome	U951201	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Phéochromocytome	U950752	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Polykystose rénale	U951483	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Brest
Polymorphisme gène CTLA4	U951836	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Polypose colique familiale	U950397	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Porencéphalie	U952037	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Porphyrines fécales	W951608	Selles	Pot à coproculture	Biochimie	A température ambiante à l'abri de la lumière		5°C ±3°C	Hôpital Louis Mourier - Colombes

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Protéines amyloïde A	W951394	Sérum	Tube sec avec accélérateur de coagulation	Biochimie	A température ambiante	OUI	-20°C ±5°C	CERBA
PS 100	W951990	LCR	Tube noir stérile sec	Biochimie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CERBA
PS-100 sur sérum	W951989	Sérum	Tube sec rouge avec activateur de coagulation	Biochimie	A température ambiante	OUI	-20°C ±5°C	CERBA
Pseudohermaphrodisme masculin	U951093	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Montpellier
Pseudohermaphrodisme masculin	U950793	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Groupement Hospitalier Est - Bron
Pseudohypoparathyroïdie de type la Osteodystrophie d Albright McCune Albright Syndrome	U950079	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Caen
Puberté précoce	U952126	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital R. Debré - Paris
Pyruvate deshydrogénase sur lymphocytes	W951472	Sang Total	3 tube EDTA K2 mauve 4mL + 3 tube EDTA K2 mauve 4 mL pour le témoin	Biochimie	A température ambiante Téléphoner pour accord		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Quantiféron CMV	CMVQFERON	Sang total sur EDTA	Tubes spécifiques à retirer au laboratoire	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CNR CMV Limoges, TSE

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Quantification du transcrit PML RARA : suivi LAM3	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Rage : PCR diagnostic infection	PRA	LCR, urines, biopsies, salive	Pot stérile adéquat / nature	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CNR - Institut Pasteur - Paris
Rage : Contrôle immunité	BRA	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Rage : Diagnostic infection, LCR	BRA1	LCR, sérum	Pot stérile adéquat / nature	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	Institut Pasteur - Paris
Réarrangement NPM-ALK	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche de mutation CSF3R dans les leucémies à neutrophiles	OHBM ROUENO	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante	CHU Rouen - Centre Henri Becquerel Laboratoire de Biologie Moléculaire
Recherche de mutation CSF3R dans les leucémies à neutrophiles	OHBM ROUENO	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante	Centre Henri Becquerel Laboratoire de Biologie Moléculaire
Recherche de mutation dans les LAM : FLT3, NPM1, CEBPA, MLL, IDH1/IDH2, WT1, KIT	OHBM LILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche de mutation STAT3 dans les LGL	OHBM ROUENO	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante Sauf vendredi et veille de férié		A température ambiante	CHU Rouen - Centre Henri Becquerel Laboratoire de Biologie Moléculaire

Nom de l'analyse *: Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Recherche de mutation STAT3 dans les LGL	OHBMROUENO	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante Sauf vendredi et veille de férié		A température ambiante	Centre Henri Becquerel Laboratoire de Biologie Moléculaire P.Etencelin
Recherche de réarrangement PML RARA : diagnostic LAM3	OHBMLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche de surexpression WT1 ou EVI1	OHBMLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche de transcrit de fusion dans les LAL B / T	OHBMLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche de transcrit de fusion dans les LAM : AML1-ETO, CBFβ-MYH11, AF9-MLL, DEK-NUP214	OHBMLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche de transcrit FIP1L1 - PDGFRA (hyperéosinophilie)	OHBMLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Recherche ou quantification de réarrangement micro(μ)-BCR-ABL atypique (LMC)	OHBMROUENO	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante	CHU Rouen - Centre Henri Becquerel Laboratoire de Biologie Moléculaire
Résistance aux AVK	U951528	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	CHU - Reims
Retard de croissance	U950930	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	Hôpital Trousseau - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Retard mental lié à l X avec microcéphalie	U951070	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Saint-Etienne
Rougeole : Diagnostic infection sérologique	BRO1	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Rougeole : Diagnostic infection salivaire*	BRO2	Salive	Pot stérile adéquat / nature	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CHU - Caen
Sclerose laterale amyotrophique	U950416	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Sclérose tubéreuse de Bourneville	U950881	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Angers
Sclérose tubéreuse de Bourneville	U950876	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Saint-Etienne
Spot Test = activité de l'uridyltransférase = diagnostic de la galactosémie congénitale	W950577	sang total	Buvard	Biochimie	A température ambiante		A température ambiante	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Suivi de la maladie résiduelle BCR ABL dans LAL = quantification du transcrit minor-BCR-ABL pour suivi LAL-B	OHBMLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Suivi de la maladie résiduelle par transcrit ALK dans les lymphomes anaplasiques	BMEXT	Sang total	3 tubes EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante	Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Service du Pr BROUSSET

Nom de l'analyse *: Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Suivi de maladie résiduelle Ig / TCR ds LAL	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Suivi de maladie résiduelle LAM : WT1, NPM1, AML1-ETO, CBFβ- MYH11, AF9-MLL	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Surdité de perception	U952043	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	CHRU - Lille
Surexpression HOX11, HOX11L2, WT1 dans les LAL T	OH8MLILLE	sang total ou MO	tube EDTA	Onco. Biol. Mol.	A température ambiante		A température ambiante ou 5°C ± 3°C	CHRU Lille - Laboratoire hématologie C.Prudhomme
Syndrome d Alagille	U951665	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Syndrome d Alport	U950100	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	Hôpital Necker - Paris
Syndrome d Angelman	U950107	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	CH - Versailles
Syndrome d Ehlers-Danlos	U951284	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	HEGP - Paris
Syndrome d insulino-résistance et/ou de lipodystrophie	U950765	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ± 3°C	Hôpital Saint-Antoine - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Syndrome d Ondine	U951603	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Syndrome de Bardet Biedl	U950099	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Strasbourg
Syndrome de Bartter	U950719	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Syndrome de Birt Hogg Dubé	U951092	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bichat - Paris
Syndrome de Cowden	U951053	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Syndrome de Cowden	U950767	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Institut Bergonié - Bordeaux
Syndrome de Dravet	U950946	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Syndrome de Gitelman	U950716	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	HEGP - Paris
Syndrome de Gorlin	U950633	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bichat - Paris

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Syndrome de Gorlin	U951471	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Institut Bergonié - Bordeaux
Syndrome de Holt-Oram	U950713	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille
Syndrome de Kallman de Morsier	U950446	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Syndrome de Kallmann	U951499	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital R. Debré - Paris
Syndrome de Kearns-Sayre	U951557	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital le Kremlin Bicêtre
Syndrome de Lesch-Nyhan	U952026	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Syndrome de Marfan	U950096	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Bichat - Paris
Syndrome de Noonan	U950078	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital R. Debré - Paris
Syndrome de Pendred	U951388	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHRU - Lille

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Syndrome de Prader-Willi	U951083	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
Syndrome de Rett	U950873	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Cochin - Paris
Syndrome de Rubinstein Taybi	U950668	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Bordeaux
Syndrome de Silver Russel	U951008	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Trousseau - Paris
Syndrome de Treacher-Collins	U951275	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Lariboisière - Paris
Syndrome de Usher	U951251	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Montpellier
Syndrôme de Van der Voudé	U951025	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Université Catholique - Louvain
Syndrome de Wiedemann-Beckwith	U950522	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Trousseau - Paris
Syndrome de Zellweger	U950674	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Lab. Genetic Metabolic Diseases Amsterdam

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
Syndrome néphrotique	U950892	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Syndrome Rein-Diabète Mody	U951687	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Necker - Paris
Syndromes malformatifs oculaires	U950706	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	CHU - Toulouse
Syndromes myasthéniques congénitaux	U951662	Sang total	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Génétique Mol.	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Test respiratoire hélicobacter	W950148	Air expiré		Biochimie	A température ambiante		A température ambiante	CERBA
VIH 2 : Western Blot	CVIH-2	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA
VIH2 : PCR quantification	PIH4	Plasma	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	Hôpital Bichat - Paris
Viscosité sérique	W952035	Sérum	3 tubes sec rouge avec activateur de coagulation	Biochimie	A température ambiante	OUI	4 mL de sérum minimum à 5°C ±3°C	CH - Lens
Vitamine B2	W950484	Sang total	Tube EDTA K2 mauve 4 mL	Biochimie	A l'abri de la lumière		-20°C ±5°C	CERBA

Nom de l'analyse * : Feuille de renseignements OBLIGATOIRE	Code Informatique	Nature	Tube ou Contenant	Spécialité	Acheminement au CBH	Centrifugation /décantation	Conditions d'envoi vers le laboratoire sous-traitant	Laboratoire sous-traitant
VZV : PCR Génotypage de résistance	GVZR	Sang total sur EDTA	2ème Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris
Zika : Liquide séminal PCR	LSZIKA	Liquide séminal	Réceptacle pour recueil de sperme	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CERBA
Zika : PCR sur plasma	ZIKAP	Plasma	Tube EDTA K2 Violet 6 mL	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CERBA
Zika : PCR sur urines	ZIKAU	Urines	Tube urine beige 4 mL	Virologie	A température ambiante		-20°C ±5°C	CERBA
Zika : Sérologie	ZIKAS	Sérum	Tube sec avec gel séparateur 6 mL	Virologie	A température ambiante		5°C ±3°C	CERBA

Document associé à la procédure "EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE TRANSMIS A DES LABORATOIRES SOUS TRAITANTS"

[CHUPROC0232](#)

CHUFO1886

Version : 8

Date d'application :

25 janv. 2024